

BENOIT SYSTEMES



MOBILI KIT



WWW.BENOITSYSTEMES.COM



LE MOBILI KIT

“ Et votre chaise
devient mobile ! ”

Difficultés pour marcher ?
Vous asseoir ? Ou vous lever ?
Facilitez votre quotidien avec
le MOBILI KIT.

À la maison ou au travail, le
MOBILI KIT vous aide dans vos
déplacements.

Compact, sobre et silencieux,
le MOBILI KIT sait se faire discret
sous une chaise. Ergonomique et
intuitif, il deviendra à coup sûr
votre meilleur allié !



PRIMÉ AU **SILVERSHOW**

1^{ER} PRIX DE LA MEILLEURE SOLUTION POUR LE BIEN
VIEILLIR ET LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE

PRIMÉ AU **CONCOURS LÉPINE**


1^{ER} PRIX DU PRÉFET DE POLICE

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

1



2



3



CHOISISSEZ VOTRE FAUTEUIL
PRÉFÉRÉ


INSTALLEZ-LE EN AUTONOMIE
OU AVEC UN TECHNICIEN

PRENEZ PLACE !

4



5



6



REMONTÉZ LES REPOSES
PIEDS

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN !

ADOPTÉZ-LE !

LE +

Le MOBILI KIT s'installe sur tout type d'assise à 4 pieds, même votre fauteuil préféré !

La conduite par joystick offre une grande précision et maniabilité.



La prise en main du MOBILI KIT et de ses fonctions se fait très facilement et en peu de temps.



“ **MOBILI KIT,**
En route pour une vie
plus active ! ”

LES ATOUTS DU MOBILI KIT



S'ADAPTE À 80%
DES CHAISES
À 4 PIEDS




INSTALLATION EN
AUTONOMIE OU
PAR UN TECHNICIEN



CONDUITE
SIMPLE ET PRÉCISE



PRISE EN MAIN
EN 30 MIN



SYSTÈME
D'INCLINAISON
ÉLECTRIQUE



5 VITESSES
RÉGLABLES




AUTONOMIE
4 JOURS



FAIBLE
ENCOMBREMENT

Son **faible encombrement**
vous permet d'évoluer dans
n'importe quel environnement,
même le plus exigu.



MOBILI KIT
5 fois plus actif avec
5 fois moins d'efforts

ILS SONT CONQUIS, POURQUOI PAS VOUS ?

SYLVIE

Utilisatrice depuis 2019

Sa mère Danielle,
vous raconte :

“ Sylvie se déplaçait chez nous en déambulateur, mais ce n'était pas assez sécurisé. Aujourd'hui le **Mobili Kit** nous permet d'éviter les chutes : je suis plus sereine et Sylvie est plus libre de ses mouvements. Elle peut aller partout dans la maison et même sortir sur la terrasse ! Pour l'intérieur, c'est plus adapté qu'un fauteuil car c'est moins encombrant, notamment dans les couloirs. On en est très contentes ! ”

EMMANUEL

Utilisateur depuis 2021

Sa femme Véronique,
vous raconte :

“ Mon mari se déplaçait en déambulateur, mais il commençait à avoir de plus en plus de mal. Suite à une rencontre avec le fondateur de Benoit Systemes, Robert Benoit, nous avons donc acheté le **Mobili Kit**. On s'en sert tous les jours, dans toute la maison, car la chaise pivote bien sur elle-même et passe dans les portes sans avoir besoin de les faire agrandir. C'est très pratique et rassurant pour éviter les chutes ! ”




Retrouvez plus de témoignages écrits ou en vidéo sur le site web benoitssystemes.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encombrement minimum	L58 x l41 x H23 cm
Poids max. de l'utilisateur	130 kg
Poids du MOBILI KIT	20 kg
Vitesse réglable	de 1 à 4 km/h (possibilité de limiter la vitesse par programmation)
Pente max. de sécurité	3° (environ 5%)
Hauteur d'obstacle max. franchissable	2 cm
Adaptations possibles selon le siège choisi	de 25 à 75 cm à l'avant, de 25 à 68 cm à l'arrière, de 32 à 67 cm en profondeur
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE

Batterie Lithium	9Ah - 227 Wh
Poids	2,4 kg
Autonomie	12 km ou 4 jours





Conception graphique © Edo LINK - Photos © Philippe Prof / © Lionel Dupuy - 07/2021

DEMANDEZ VOTRE **ESSAI GRATUIT !**

📍 7 Rue du Pont,
21450 Billy Les Chanceaux FRANCE
☎️ (+33) 3 80 96 51 25
@ | contact@benoitsystemes.com



Le MOBILI KIT est conforme à la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.